







## Переходники для ИВЛ



Фотография	Параметры	Описание
	<p><b>P/N</b> 260017  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> одноразовый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.:</b> 1</p>	<p><b>Гофрированная трубка из поливинилхлорида</b>            ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)            Длина: 40 cm / 16 in            Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
	<p><b>P/N</b> 260018  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> одноразовый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.:</b> 1</p>	<p><b>Гофрированная трубка из поливинилхлорида</b>            ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)            Длина: L: 80 cm / 31 in            Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>

	<p><b>P/N 260019</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> одноразовый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из поливинилхлорида</b>          ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)          Длина: 100 см / 39 in          Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
	<p><b>P/N 260020</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> одноразовый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из поливинилхлорида</b>          ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)          Длина: L: 120 см / 47 in          Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
	<p><b>P/N 260021</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>          Дыхательный контур, ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)          Материал: Силикон          Длина: 135 см / 53 in          Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>

 <p>45 cm / 18 inch</p>	<p><b>P/N 260023</b>  <b>Тип пациента:</b>  неонатальный  <b>Тип использования:</b>  автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b>  Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Гофрированная трубка, ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо)  Материал: Силикон  Длинна: 45 cm / 18 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
 <p>75 cm / 30 inch</p>	<p><b>P/N 260024</b>  <b>Тип пациента:</b>  неонатальный  <b>Тип использования:</b>  автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b>  Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Гофрированная трубка, ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо)  Материал: Силикон  Длинна: 75 cm / 30 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>

 <p data-bbox="392 414 638 462">110 cm / 43 in</p>	<p data-bbox="772 63 929 95"><b>P/N 260025</b></p> <p data-bbox="772 103 996 175"><b>Тип пациента:</b> неонатальный</p> <p data-bbox="772 183 1075 263"><b>Тип использования:</b> автоклавируемый</p> <p data-bbox="772 271 1142 518"><b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo</p> <p data-bbox="772 526 996 558"><b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p data-bbox="1164 63 1792 95"><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b></p> <p data-bbox="1164 135 1915 167">Гофрированная трубка, ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо)</p> <p data-bbox="1164 167 1422 199">Материал: Силикон</p> <p data-bbox="1164 199 1456 231">Длинна: 110 cm / 43 in</p> <p data-bbox="1164 231 1668 263">Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
 <p data-bbox="436 925 683 973">60 cm / 24 inch</p>	<p data-bbox="772 574 929 606"><b>P/N 260026</b></p> <p data-bbox="772 614 1019 686"><b>Тип пациента:</b> автоклавируемый</p> <p data-bbox="772 694 1075 774"><b>Тип использования:</b> неонатальный</p> <p data-bbox="772 782 1142 1029"><b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo</p> <p data-bbox="772 1037 996 1069"><b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p data-bbox="1164 574 1792 606"><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b></p> <p data-bbox="1164 646 1915 678">Гофрированная трубка, ВД 12 мм, коннекторы 10F (гнездо)</p> <p data-bbox="1164 678 1422 710">Материал: Силикон</p> <p data-bbox="1164 710 1444 742">Длинна: 60 cm / 24 in</p> <p data-bbox="1164 742 1668 774">Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>

 <p>30 cm / 12 inch</p>	<p><b>P/N 260100</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Дыхательный контур, ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)  Материал: Силикон  Длинна: L: 30 cm / 12 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
 <p>75 cm / 30 inch</p>	<p><b>P/N 260101</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Дыхательный контур, ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)  Материал: Силикон  Длинна: L: 75 cm / 30 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
 <p>90 cm / 35 inch</p>	<p><b>P/N 260102</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Дыхательный контур, ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)  Материал: Силикон  Длинна: 90 cm / 35 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>

	<p><b>P/N 260105</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> одноразовый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo, MR1  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гибкая угловая трубка</b>  С пробоотборным отверстием и коннекторами 15F (гнездо)/22M (штекер)  Длинна: 10 cm / 4 in</p>
	<p><b>P/N 260112</b>  <b>Тип пациента:</b> взрослый  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo, MR1  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гибкая угловая трубка</b>  С пробоотборным отверстием и полипропиленовыми коннекторами 15F (гнездо)/22M (штекер), подключение к аппарату ИВЛ: 22F (гнездо), роторный подключение к пациенту: 2M (штекер)/22F (гнездо)  Длинна: L: 15 cm / 6 in</p>



**P/N 260114**

**Тип пациента:** детский,  
неонатальный

**Тип использования:**  
автоклавируемый

**Для аппаратов:**

Hamilton-G5/S1, Hamilton-  
C6, Hamilton-C1,  
Hamilton-C2, Hamilton-C3,  
Hamilton-T1, Raphael,  
Galileo, MR1

**Кол-во в уп.: 1**

**Гибкая угловая трубка**

Описание: С пробоотборным отверстием, подключение к аппарату  
ИВЛ: 15F (гнездо), роторный подключение к пациенту: 22M  
(штекер)/22F (гнездо)  
Длина: 5 cm / 2 in



30 cm / 12 inch

**P/N 260115**

**Тип пациента:** детский

**Тип использования:**  
автоклавируемый

**Для аппаратов:**

Hamilton-G5/S1, Hamilton-  
C6, Hamilton-C1,  
Hamilton-C2, Hamilton-C3,  
Hamilton-T1, Raphael,  
Galileo

**Кол-во в уп.: 1**

**Гофрированная трубка из силиконового каучука**

Гофрированная трубка, ВД 15 мм, коннекторы 22F (гнездо)  
Материал: Silicone  
Длина: 30 cm / 12 in  
Для применения с увлажнителями F&P.

 <p>70 cm / 28 inch</p>	<p><b>P/N 260116</b>  <b>Тип пациента:</b> детский  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Гофрированная трубка, ВД 15 мм, коннекторы 22F (гнездо)  Материал: Silicone  Длинна: 70 cm / 28 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
 <p>90 cm / 35 inch</p>	<p><b>P/N 260117</b>  <b>Тип пациента:</b> детский  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Гофрированная трубка, ВД 15 мм, коннекторы 22F (гнездо)  Материал: Silicone  Длинна: 90 cm / 35 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>
 <p>130 cm / 51 inch</p>	<p><b>P/N 260118</b>  <b>Тип пациента:</b> детский  <b>Тип использования:</b> автоклавируемый  <b>Для аппаратов:</b> Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo  <b>Кол-во в уп.: 1</b></p>	<p><b>Гофрированная трубка из силиконового каучука</b>  Гофрированная трубка, ВД 15 мм, коннекторы 22F (гнездо)  Материал: Силикон  Длинна: 130 cm / 51 in  Для применения с увлажнителями F&amp;P.</p>





135 cm / 53 inch

**P/N 260229**

**Тип пациента:** взрослый

**Тип использования:**  
автоклавируемый

**Для аппаратов:**

Hamilton-G5/S1, Hamilton-C6, Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-T1, Raphael, Galileo

**Кол-во в уп.: 1**

**Гофрированная трубка из силиконового каучука**

Гофрированная трубка, ВД 22 мм, коннекторы 22F (гнездо)

Материал: Silicone

Длинна: 135 cm / 53 in

Для применения с увлажнителями F&P.